



PRODUKTSPEZIFIKATION

Artikelbezeichnung	Clungene Covid-19 Antigen Schnelltest für die Laienanwendung
Hersteller	Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd.
Verfahren	Anteriornasal Abstrich im Nasenvorhof in einer Tiefe von ca. 1,5 cm in der Nase
Testergebnis	Nach 15 Minuten ablesbar
Sensitivität	97,1 % (145 von 148 positiven)
Spezifität	99,4 % (462 von 465 negativen)
Kreuzreaktivität	keine
BfArM Sonderzulassung	Laienzulassung (5640-S-168/21) erteilt am 16.3.2021
Haltbarkeit/Lagerung	18 Monate bei 4 - 30°C Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Packungsinhalt	5 x Testkassette 5 x Probenahmerohr 5 x Extraktionspuffer 5 x Steriler Abstrichtupfer Deutsche Gebrauchsanweisung
Verpackung	5er Verpackung 190 x 70 x 38 mm
Gebindeinformation	240 Verpackungen/Karton = 1.200 Tests/Karton, 590 x 400 x 580 mm, ca. 20 kg